

Limpeza inteligente para peles jovens e sensíveis

Cabine

1. Higienizar com **Demaquilante** ou **Sabonete Cremoso Camomila**.
2. Esfoliar com **Gomage Vegetal**.
3. Tonificar com **Loção Descongestionante & Calmante**.
4. Aplicar uma fina camada de **Gel Creme Algas & Azuleno + Creme Amolecedor de Comedões** e levar ao vapor de ozônio a uma distância de 40 cm por 5 minutos.
5. Proceder a extração, caso seja necessário. Usar **Loção de Calamina** onde houver sangramento.
6. Aplicar alta frequência.
7. Ionizar **Ionto Adstringente** na polaridade positiva, ou **Ionto de Uréia & Hidroviton** na saída do eletrolifting (por ser menor).
8. Realizar massagem relaxante ou drenagem linfática com **Gel Creme Algas & Azuleno**.
9. Aplicar **Regener Máscaral Calmante** + 3 gotas de **Tônus Plus (vitamina C)** e sobrepor **Máscara de Frutas**. Deixar 20 minutos. Retirar.
10. Tonificar com **Loção Descongestionante & Calmante**.
11. Finalizar com **Gel Hidratante Própolis com filtro solar**.

Manutenção em casa

Dia

Sabonete Cremoso Camomila,
Loção Descongestionante & Calmante,
Gel Hidratante Própolis com filtro solar.

Noite

Sabonete Cremoso Camomila,
Loção Descongestionante & Calmante,
Tônus Plus.