

Prevenção da papada com DMAE

Cabine

1. Higienizar com **Sabonete Líquido Arnica & Hamamelis**.
2. Esfoliar com **Sabonete Abrasivo** ou **Gomage Vegetal**.
3. Ionizar **Ionto Corporal** (na gordura) em cada polaridade por 3 minutos, dando um intervalo de 2 à 3 minutos na troca. Ionizar **Firmalift Ionto Tonificante** (no pescoço todo) em cada polaridade por 7 minutos dando um intervalo de 2 à 3 minutos na troca.
4. Aplicar microcorrente com **Firmalift Facial**.
5. Massagear com **Creme Massagem Active Plus**.
6. Aplicar uma fina camada de **Gel Crioterápico** e fazer estimulação muscular local com microcorrente por 10 minutos em cada lado.
7. Aplicar **Máscara de Colágeno e Elastina**.
8. Cobrir a região a ser tratada com gaze e em seguida ocluir com **Máscara de Gesso Oclusivo**. Deixar por 20 minutos.
9. Retirar a **máscara** puxando a gaze de baixo para cima.
10. Tonificar com **Loção Tônica Colágeno & PCA-Na**.
11. Finalizar com **Firmalift Facial**.

Manutenção em casa

Queixo duplo

Manhã: **Firmalift Facial**.

Noite: **Creme Massagem Active Plus** e por cima uma fina camada de **Gel Crioterápico**.

Flacidez

Dia: **Loção Tônica Colágeno & PCA-Na** e **Firmalift Facial**.

Noite: **Firmalift Facial** e por cima uma fina camada de **Gel Crioterápico**.